

バルクベースライナー

*【禁忌・禁止】

本材又はメタクリル酸エステル系モノマー、アセトンに対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと(使用上の注意の項参照)。

*【形状・構造及び原理等】

以下の構成成分があり、記載の成分を含有します。

構成成分	性状	組成
リキッド	液体	メタクリル酸エステル類(4-META、その他) アセトン、水、その他
ライナーズポンジ	粉末	芳香族アミン、芳香族スルフィン酸塩

付属品: プラスチックダッペン

【原理】

可視光により光重合開始剤及び光重合開始助剤が活性化され、液成分中のモノマーが重合して、硬化する。

【使用目的又は効果】

【使用目的】

象牙質を含む窩洞又は欠損への接着に用いる。

【使用用途】

- 1) 白歯部の裏層及び裏装
- 2) 前白歯部の充填修復

【使用方法等】

**1. バルクベースを使用する白歯部への適用

本材と併用する材料は下記の通りです。使用方法については、製品の添付文書に従ってください。

●歯科裏層用高分子系材料「バルクベース」

①窩洞形成

う蝕歯質、充填物及び修復物を除去し、通法に従って窩洞形成します。

②歯髄保護

歯髄に近接した窩洞や露髄した場合は、適切な方法により歯髄を保護します。

③ペーストの選択

別売の「バルクベース」を準備し、症例に応じてハイフロー又はミディアムフローを選択してください。

※隣接面及び頬舌面を含む窩洞などには、垂れの少ないミディアムフローをお勧めします。

④ボンディング処理

a. 窩洞内をエアードライします。

b. 付属のプラスチックダッペンにライナーズポンジを1個取り出し、その上にリキッドを1～2滴滴下し、ライナーズポンジでリキッドを攪拌・混合します。

注意: プラスチックダッペンに滴下したリキッドは3分以内に使用してください。他のダッペンを使用すると揮発が速く性能が損なわれるおそれがあるため、速やか(1分以内)に使用してください。

c. 混合液が歯肉に付着しないように注意しながら歯面に塗布し、塗布面を10～20秒間、湿潤状態を保ってください。

d. 塗布液が飛散ないようにバキュームで吸引しながら、5～10秒間エアードライします。

e. 可視光線照射器にて光照射し硬化させます。

光照射時間は、表1に示す条件を参考にしてください。

※本材は、エナメル質に対して歯科用エッチング材(例えば「表面処理材 高粘度レッド」)の併用が可能です。歯科用エッチング材を使用する場合は、使用する材料の「添付文書」に従って歯面処理を行ってください。

⑤バルクベースの裏層及び裏装又は充填

押し棒をゆっくり押し、直接窩洞に充填します。このとき、充填層の厚みは4mm以下とします。

※深い窩洞などで充填層の厚みが4mm以上になる場合は、一回の充填量を4mm以下とし、積層充填してください。

⑥光重合

表2に示す条件を参考に可視光線照射器を用いて光照射し、ペーストを硬化させます。

●バルクベース適用後の処置について

《充填材料を適用する場合(直接修復)》

市販の充填材料を充填して硬化させ、咬合面形態を回復します。使用にあたっては、使用する材料の「添付文書」に従って行ってください。

※市販の充填材料は、少なくとも2mm以上の厚みを持たせて最表層に積層充填してください。

《補綴物を装着する場合(間接修復)》

a. 通法に従って窩洞形成します。

b. 印象採得は、寒天アルジネート印象又はシリコーン印象で行い、補綴物を作製します。

c. 補綴物の装着までは、必ず、仮封材や暫間被覆冠で歯面を保護します。レジン系仮封材を使用する場合は、窩洞形成面に歯科用分離材(例えば「ウォッシュャブル セップ」)を塗布してください。

d. 作製された補綴物を市販のセメント材料で合着・接着してください。使用にあたっては、使用する材料の「添付文書」に従い、補綴物の材質に適した前処理をした後に合着・接着します。

※仮封材としてユージノール系材料の使用は避けてください。

**2. バルクベース ハードを使用する白歯部への適用

本材と併用する材料は下記の通りです。使用方法については、製品の添付文書に従ってください。

●歯科裏層用高分子系材料「バルクベース ハード」

①窩洞形成

う蝕歯質、充填物及び修復物を除去し、通法に従って窩洞形成します。

②歯髄保護

歯髄に近接した窩洞や露髄した場合は、適切な方法により歯髄を保護します。

③ペーストの選択

別売の「バルクベース ハード」を準備し、症例に応じてシェードを選択してください。

④ボンディング処理

前述の1.④に従ってボンディング処理を行います。

⑤バルクベース ハードの裏層及び裏装又は充填

押し棒をゆっくり押し、直接窩洞に充填します。このとき、充填層の厚みは4mm以下とします。

※深い窩洞などで充填層の厚みが4mm以上になる場合は、一回の充填量を4mm以下とし、積層充填してください。

なお、窩洞の窩底部を単純化する場合は、別売の「バルクベース」を用いてください。

⑥光重合

表3に示す条件を参考に可視光線照射器を用いて光照射し、ペーストを硬化させます。

●バルクベース ハード適用後の処置について

《充填材料を適用する場合(直接修復)》

必要に応じて市販の充填材料を充填して硬化させ、咬合面形態を回復します。使用にあたっては、使用する材料の「添付文書」に従って行ってください。

※市販の充填材料は、少なくとも2mm以上の厚みを持たせて最表層に積層充填してください。

《補綴物を装着する場合(間接修復)》

a. 通法に従って窩洞形成します。

b. 印象採得は、寒天アルジネート印象又はシリコーン印象で行い、補綴物を作製します。

c. 補綴物の装着までは、必ず、仮封材や暫間被覆冠で歯面を保護します。レジン系仮封材を使用する場合は、窩洞形成面に歯科用分離材(例えば「ウォッシュャブル セップ」)を塗布してください。

- d. 作製された補綴物を市販のセメント材料で合着・接着してください。
 使用にあたっては、使用する材料の「添付文書」に従い、補綴物の材質に適した前処理をした後に合着・接着します。
 ※仮封材としてユージノール系材料の使用は避けてください。

***3. バルクベース又はバルクベース ハードを使用しない前臼歯部への充填修復
 バルクベース又はバルクベース ハードでの裏層及び裏装又は充填を必要としない場合は、通法に従って窩洞形成を行い、必要に応じて歯髄保護を行います。前述の1. ④に従ってボンディング処理を行います。次に市販の歯科充填用コンポジットレジンで充填して硬化させます。硬化後、通法に従って仕上げ研磨を行ってください。歯科充填用コンポジットレジンの使用にあたっては、使用する材料の「添付文書」に従って行ってください。

光照射器と照射時間

本材に使用する代表的な可視光線照射器の種々の光照射条件の目安は下記の表1、表2、表3のとおりです。

表1. バルクベースライナーの光照射条件

機 種	照射時間
従来型ハロゲン ¹⁾	5秒
高出力ハロゲン ²⁾	5秒
プラズマアーク ³⁾	3秒
LED ⁴⁾	5秒

表2. バルクベースの光照射条件及び硬化深度
 ※硬化深度の数値は、JIS T 6514:2013に基づく。

機 種	照射時間/硬化深度 (mm)	
	ハイフロー、ミディアムフロー	
従来型ハロゲン ¹⁾	20秒/4.2	
高出力ハロゲン ²⁾	20秒/4.5	
プラズマアーク ³⁾	6秒/4.2	
LED ⁴⁾	20秒/4.5	

***表3. バルクベース ハードの光照射条件及び硬化深度
 ※硬化深度の数値は、JIS T 6514:2015に基づく。

機 種	照射時間/硬化深度 (mm)	
	ユニバーサル	デンチン
従来型ハロゲン ¹⁾	20秒/4.4	40秒/4.2
高出力ハロゲン ²⁾	10秒/4.5	20秒/4.0
プラズマアーク ³⁾	6秒/4.6	9秒/4.3
LED ⁴⁾	10秒/4.9	10秒/4.0

- 1) 従来型ハロゲン照射器：光量400mW/cm²以上、例えば「JETライト3000」[製造販売元：株式会社モリタ]
- 2) 高出力ハロゲン照射器：光量1000mW/cm²以上、例えば「オペチラックス501」[製造販売元：カポデンタルシステムズジャパン株式会社]
- 3) プラズマアーク照射器：出力100%時、光量1840mW/cm²以上、例えば「フリッポ」[製造販売元：株式会社ジーシー]
- 4) LED照射器：光量1000mW/cm²以上、例えば「ペンキユアー 2000」[製造販売元：株式会社モリタ製作所]

※適正な重合条件でご使用して頂くために、現在ご使用の歯科重合用照射器の「添付文書」をお読みください。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- ***1) 本材を臼歯部の裏層及び裏装に用いる場合、別売の歯科裏層用高分子系材料「バルクベース」又は「バルクベース ハード」を使用し、他の歯科裏層用高分子系材料を用いないこと。
- 2) シリカを含有したエッチング材は、性能が低下するので、使用しないこと。
 - 3) ライナーズポンジには重合開始剤が含まれている。リキッドは必ずライナーズポンジで混合すること。他のスポンジやブラシを使用すると接着性能を発揮しない。
 - 4) 混合液の調製は、使用前に行うこと。混合後は速やかに使用すること。
 - 5) 本材が歯肉や口腔粘膜などに付着しないように十分注意すること。
 - 6) 混合液塗布面のエアブローが不十分な場合、接着性能が十分に発揮されない可能性があるため注意すること。
 - 7) リキッド容器のノズルとライナーズポンジは直接接させないこと。
 - 8) 使用後はすぐに閉栓すること。

【使用上の注意】

***1) 使用注意**

- ①他の製品と混合して使用しないこと。
- ②本材の使用に際し、必要に応じてラバーダム等の防湿処置を行うこと。
- ③窩洞形成時に露髄又は歯髄に近接した場合には、覆罩等の歯髄保護処置を行うこと。ただし、ユージノール系の覆罩材は使用しないこと。
- ④照射光は直視を避けて、遮光眼鏡等を使用すること。
- ⑤リキッドは可燃性である。火気の近くで使用したり、火気の近くに置かないこと。
- ⑥使用中、水洗中に誤飲させないこと。万一、誤飲させた場合は、うがいをさせ、必要に応じて医師の診断を受けさせること。
- ⑦感染防止のためライナーズポンジは使い捨てのこと。
- ⑧使い残しの混合液は再使用しないこと。
- ⑨リキッドはアセトンを約40%含有している。取扱中にこぼさないこと。高濃度の蒸気を多量に吸入すると頭痛の恐れがあるので、十分な換気がなされている場所で使用すること。高濃度の蒸気を多量に吸入した場合は、新鮮な空気の場合に移動すること。

2) 重要な基本的注意

- * ①**本材の使用により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ②**本材又はメタクリル酸エステル系モノマー、アセトンに対する過敏症の既往歴のある術者は、手袋などを用いて直接本材に触れないようにすること。また本材の使用により過敏症状を起こした場合には医師の診断を受けること。なお、医療用（歯科用）手袋は、本材の直接的接触を防ぐが、一部のモノマー、有機溶媒が短時間のうちに手袋素材を浸透することが知られているので、本材が付着した場合は直ちに手袋を捨て、石鹸を使用して流水で手を十分洗浄すること。
- ③**本材を口腔粘膜、皮膚、眼に接触させないように注意すること（ラバーダムの使用が望ましい）。付着した場合は、すぐにアルコール綿等で拭いた後、多量の流水で洗浄すること。万一、眼に入った場合は、すぐに多量の流水で洗浄し、必要に応じて眼科医の診断を受けさせること。本材が接触した歯肉や粘膜は白っぽくなったり、水疱、潰瘍等の症状が生じることがあるが、通常、数日～2週間程度で回復する一過性のものである。改善が認められない場合は、医師の診断を受けさせること。炎症を起こした部位にはブラッシングなどの物理的的刺激を与えないように注意すること。
- ④**使用するにあたっては、患者の個人差も考慮し、症例に適合するかどうかを判断して使用すること。

3) 不具合・有害事象

本材の使用に伴い、発疹、皮膚炎等の過敏症状が発生することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・リキッドは火気厳禁のこと。
- ・リキッドは多湿、直射日光を避け、冷蔵庫（1～10℃）で保管すること。
- ・ライナーズポンジは多湿、直射日光を避け、室温（1～30℃）で保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[使用期間]

本体に記載の使用期限*までに使用すること。
 [記載の使用期限は、自己認証(当社データ)による。]
 ※(例) ☐○○○○-△△は使用期限○○○○年△△月を示す。)

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者：サンメディカル株式会社
 (本 社) 住 所：〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2
 電話番号：077-582-9980
 フリーダイヤル：0120-418-303 (FAX 共通)
 電話受付時間 月～金(祝日を除く) 午前9:00～午後5:30
 ホームページ：http://www.sunmedical.co.jp