

サンメディカル(株)では『無料出張製品説明会』を実施しております。

製品の特長や使用方法などを分かりやすくご紹介し、各地の先生方からご好評を頂いております。スタディーグループや歯科医師会など、または歯科商店様で参加者を集めて頂ければご訪問致します。

説明会希望製品を以下よりお選びいただき、FAXまたはお出入りの歯科商店様までご連絡下さい。



スーパーボンド 筆積混和SEセット

歯科接着用レジンセメント
スーパーボンド®

使いやすさがさらに進化した『スーパーボンド』！1982年の発売以来、基本組成を変えることなく、構成成分や付属品の追加・変更等で大幅に操作性を改良してきました。使いやすくなったスーパーボンドを是非実習で体感してください。

所要時間
60分

実習
付き

歯科用注入器具
スーパーボンド マイクロシリンジ
※スーパーボンド説明時間内にご案内致します。



スーパーボンドの移送がもっと簡単に！

動揺歯固定での隣接面への塗布

ポストホールへの注入



ボンドフィルSBセット

しなやか系接着充填材
ボンドフィルSB®

「スーパーボンド」の接着機構を応用した接着充填材！優れた接着性に加え、適度な柔軟性・耐磨耗性により、光重合型コンポジットレジンでは対応しきれない症例におすすめです。

所要時間
40分

実習
付き

Tooth Wearをはじめ、様々な症例におすすめ！



歯質くさび状欠損部

切端咬耗部

白歯咬耗部

前装部のリペア



i-TFCシステム セット

支台築造用ファイバーポスト・コアシステム
i-TFCシステム

使いやすさと理工学的特性、経済性を兼ね備えたファイバーポスト・コアシステムです。光ファイバーポストの使用で根管深部のレジンまでしっかりと重合硬化します。また、アクセサリーファイバーやスリーブの併用により曲げ強度が向上し、築造体の補強効果が期待できます。

所要時間
60分

実習
付き



光透過性が高い
光ファイバーポスト

ポスト補強用
グラスファイバー

下記の製品は短時間で説明できますので、是非上記説明会と併せてご依頼下さい。

歯科動揺歯固定用接着材料
ライトフィックス®

ワンペースト、光硬化型の動揺歯固定用接着材料です。外傷固定や軽度の膿漏固定など、治療スピードが求められる動揺歯固定に適しています。



ライトフィックス セット



- 簡単！スピード固定！
- 固定に適した物性
- 追加染盛が可能

カルシウム反応型知覚過敏抑制材料
MSコート Hysブロック®ジェル

ダイレクトに塗布が可能で、こすり塗りも不要になったジェルタイプの知覚過敏抑制材料です。MSコートシリーズの高い知覚過敏抑制効果を継承し、さらにカリウム塩を配合しました。また、フッ化ナトリウムによる耐酸性効果で、適用歯面の酸による脱灰を抑制します。




MSコート Hysブロックジェル



- こすり塗り不要
- ダイレクト塗布
- 歯面にとどまる

低重合収縮レジン系裏層システム
バルクベース® & バルクベース® ハード

低重合収縮レジン系裏層材です。低重合収縮と高い硬化性を有し、積層充填なしに一括で裏層に必要な「厚み」を確保できます。さらに、接着性に優れたライナー材との組み合わせで、しっかり歯質と接着します。また、バルクベース ハードは、低流動性で付形しやすく、機械的物性や耐磨耗性も向上しました。



バルクベース セット

バルクベース ハードセット

お申し込みは裏面をご利用ください

サンメディカル(株)では『無料出張製品説明会』を実施しております。

製品の特長や使用方法などを分かりやすくご紹介し、各地の先生方からご好評を頂いております。スタディーグループや歯科医師会など、または歯科商店様で参加者を集めて頂ければご訪問致します。

説明会希望製品を以下よりお選びいただき、FAXまたはお出入りの歯科商店様までご連絡下さい。

歯冠用硬質レジン

メタカラー プライムアート®

所要時間
60分

**実習
付き**



メタカラー プライムアートスタンダードセット



作業効率とクオリティーを追求した硬質レジンです。「フローペースト」を併用することで作業効率の大幅な改善が期待できます。また、「ジャケットオパーク」をコーピング材として使用することで高強度ジャケット冠の作製も可能です。

フローペーストで作業効率アップ




サービカル部分にダイレクトに塗布



マロンなど凸凹を埋める場合に

ジャケットオパークが衝撃を吸収



支台築造用ファイバーポスト・コアシステム

i-TFCシステム

所要時間
60分

**実習
付き**

光ファイバーポストの使用で根管深部のレジンまでしっかりと重合硬化できます。使いやすさと理工学的特性、経済性を兼ね備えたシステムです。

光透過性が高い
光ファイバーポスト



i-TFCシステム セット

即時重合レジン

プロビスタ®

所要時間
60分

**実習
付き**

審美性、操作性、機械的特性を追求し、テンポラリーレストレーションからプロビジョナルレストレーションまで、幅広く使用できる即時重合レジンです。

フィラーを配合し、高い
研磨性と耐摩耗性を実現



プロビスタ 液材
プロビスタ スーパークイック液材
プロビスタ 粉材 A2



一般的名称	販売名	医療機器認証番号	機器分類
歯科接着用レジンセメント	スーパーボンド	221AABZX00115000	管理医療機器 (クラスⅡ)
歯科充填用アクリル系レジン	ボンドフィルSB	222AFBZX00133000	管理医療機器 (クラスⅡ)
歯科動揺歯固定用接着材料	ライトフィックス	227AFBZX00114000	管理医療機器 (クラスⅡ)
歯科用知覚過敏抑制材料	MSコート Hysブロックジェル	227AFBZX00084000	管理医療機器 (クラスⅡ)
歯科裏層用高分子系材料	バルクベース	225AFBZX00081000	管理医療機器 (クラスⅡ)
歯科裏層用高分子系材料	バルクベース ハード	228AFBZX00106000	管理医療機器 (クラスⅡ)

一般的名称	販売名	医療機器認証番号	機器分類
歯科用支台築造材料	i-TFCシステム	21800BZZ10135000	管理医療機器 (クラスⅡ)
歯冠用硬質レジン	メタカラー プライムアート	219AABZX00209000	管理医療機器 (クラスⅡ)
歯科汎用アクリル系レジン	プロビスタ	220AFBZX00245000	管理医療機器 (クラスⅡ)

一般的名称	販売名	医療機器届出番号	機器分類
歯科用注入器具	スーパーボンド マイクロシリンジ	2582X000050000003	一般医療機器 (クラスⅠ)

■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ■表示記載は2016年11月21日のものです。 ■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。

発売 株式会社モリタ

大阪本社 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL:06-6380-2525
東京本社 〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL:03-3834-6161

製造販売 サンメディカル株式会社

本社 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 TEL:077-582-9980

製品情報や操作ステップ動画がご覧いただけます。

www.sunmedical.co.jp

サンメディカル

検索

スマートフォンからのアクセスはコチラ→



10名様以上で
お申し込みください

申込書 ▶所要時間に応じて希望製品をお選びください。費用は無料です!! 会場のご準備のみお願いします。

説明会
希望製品

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> スーパーボンド | <input type="checkbox"/> ボンドフィルSB | <input type="checkbox"/> i-TFCシステム |
| <input type="checkbox"/> ライトフィックス | <input type="checkbox"/> MSコート Hysブロックジェル | <input type="checkbox"/> バルクベース&バルクベース ハード |
| <input type="checkbox"/> メタカラー プライムアート | <input type="checkbox"/> プロビスタ | |
| <input type="checkbox"/> その他 () | *製品名をご記入ください | |

参加人数

名

お名前

医院名
お勤め先

代表者のご連絡先

- 医院 〒
 技工所 住所
 自宅

TEL

FAX

希望日時

第1希望 月 日 開始時間 : ~ :
第2希望 月 日 開始時間 : ~ :

お出入りの歯科商店名

Webでのお申し込みや製品情報のご確認は www.sunmedical.co.jp をご利用ください。

ご記入いただいたお申し込み情報は、サンメディカル(株)個人情報収集方針に準じ厳密に取り扱いたします。

FAX 077-582-9984

※送信時裏表をお確かめください。



携帯電話・スマートフォンからもお申し込みいただけます。

