

i-TFC

ファイバーポストコアシステム

LUMINOUS

マンガでわかる

i-TFCルミナス

MANGA DE WAKARU

i-TFC LUMINOUS



絶景ッ！
琵琶湖ってば
最高っ！



かわせ ひかり
河瀬 光 (19)

サンメディカル大学
経済学部 一年生

きゃああああッ！

あっ！

え？
ちよっと！


さあ！
琵琶湖一周
出発！



バイトで必死に
稼いで手に入れた
この愛車！



ん？
ありやうや
忘れ物っ！






あの…蛍先生…
こ…こんにちは…



お待たせしました
次の方
診察室へどうぞー

盛山クリニック 副院長
もりやま ほたる
歯科医師 **盛山 蛍**



じつは…

はーりり

!



あら河瀬さん
どうしたの？
そんな大きいマスクなんかして
風邪でもひいちゃった…？



えッ…
まっ…前歯が
折れてる！



あのね！
バイクのヘルメットは
フルフェイスが
基本だからね！

おれんさん

ひええっ！
ごめんなさい！
すいません！



とにかく根が
残っている以上


さし歯をして
新しい歯を
作る必要があるわね

そのためには
支台となるポストが
必要ね



あの
ちよつと聞いたことが
あるんですけど

ポストが金属だと
歯とか歯茎が
黒くなっちゃうって…



へーよく知ってるわね
確かに金属ポストだと

歯茎や歯が
変色してくることも
あるけど
それ以上に怖いのは

歯の根っこの部分が
割れてしまう『**歯根破折**』よ
こうなってしまうと抜歯に
なることもあるのよ






その女子大生つてのは美人か？
あついやそでなくて…

俺たち歯科医師は
患者から治療を任されてるんだ
信頼されてるんだよ！

だから
「なんでもいい」だとか
「どれでもいい」とか
患者の信頼を裏切るような
ことを簡単に口にするんじゃ
ねえよ！



つまりだ
治療する自分自身が
納得できる
ファイバーポストを
選ぶつてのは
俺たちの使命なんだ！

カタログ貸してみろ！



なによつ
治療のことになると
真剣な顔して…
夫に惚れ直すつて
こういうことを
いうのかしら…？



一則先生
ありがとー♥
素敵！大好き！

いやーおれ様だも

おわらん



あつた…これだな

患者さんの希望にも応え
歯科医師のパフォーマンスを
発揮することができる
ファイバーポスト！
その名も…

サンメディカルの
『i-TFCルミナスファイバー』



光る
ファイバーポスト？

チキチキチキ

ファイバーが
光るわけじゃない
光を通すのさ



説明しよう！

この保険適用ファイバーポスト

『i-TFCルミナスファイバー』


の特長は中心に
光ファイバーが
入っていることなんだ！

光ファイバー

光ファイバー？

グラスファイバー
+ レジン

光ファイバーは
光透過性が高いんだよ
つまりは
光重合型レジンでも
深い根管の先まで
しっかり
硬化できるってことだ




光重合型レジンが
使えるってことは

レジンで
自分のタイミングで
固められるって
ことになるわね

そういうこと
ポストを
ベストな位置で
固められるし
支台歯形成も
簡単ってわけさ

それによ
レジン
の操作
性が
良い
んだ




i-TFCルミナス
の
シリ
ン
ジ
っ
て
こ
れ
だ
ぜ
?

えっこれ？

デュアルキュア型と
比べてすごく持ちやすい
しかもペーストの
押し出し感も軽いわ！
これなら
ブレずに
填入操作ができるわ！



それにデュアルキュア型の
ミキシングチップみたいに
ペーストがたくさん残って
しまうこともないから
ムダが少ないんだよ



シリ
ン
ジ
の
操
作
性
が
良
く
て
勝
手
に
固
ま
ら
な
い

そしてムダが少ない…ッ！



それだけじゃないぜ！
光ファイバーポストは
X線造影性もある

しかもグラスファイバーは
編み込み構造になっていて
ファイラーを含んでいない
からシラン処理が不要
なんだぜ

しかも国内生産の
ジャパンクオリティ

<サイズバリエーション>

光ファイバー

1.0mmφ

グラスファイバー

1.2mmφ

1.4mmφ

編み込み構造

1.6mmφ

これは良いわね！
すごいじゃない！

なっ？
納得だろ

自分自身が
納得できたものだからこそ
自信を持って治療できる！

そしてそれが
なによりも
患者のため
になるじゃねーか

うん

—数日後—

ごめんね
お待たせして
早速治療に入るね

はいっ！
お願いします

まずは
i-TFCルミナス
ボンドで
ボンディング処理

光重合後
i-TFC
ルミナスコア
LCフローの填入：
すごい！
ホントにブレずに
填入できる！

お次は
光ファイバーポストの
挿入ね

レジンが
固まってこないから
ゆとりを持って
挿入できるッ！

ポストの頭頂部から
光重合したら
再度LCフローで
コア部の築盛

そして光重合！

あとは支台歯形成して
クラウンを装着すれば
完成…っ！

―数日後―

戻ってきた！

私の前歯が！

もう
どうしようもない
と思っていたのに…

蛭先生ホントに
ありがとう
ございます…


今回は
『i-TFC
ルミナスファイバー』
という光ファイバー
が入った
ファイバーポストを
つけたの

このi-TFC
ルミナスファイバーなら
レジンをしつかり
固めてくれるから

私と医院長が
自信をもつて
オススメできる
ファイバーポストなのよ

歯根破折のリスクは
低減しているうえに
歯肉の変色もないわ
これならば
末永く「あなたの歯」
として使って
いけると思うわ

私の歯……



ホントに
申し訳ありません
院長がアホで…

すみません…



いえっ！
ありがとう
ございます！

私の前歯のために
お二人で
i-TFCLミナスファイバーを
探していただいたなんて…

なんのなんの
私はあなたの
笑顔を守りたい！
そんな一心で…

マスクを外して
笑って帰れるように
なれて
よかったわね！

うふふっ
ハイ！



光にこだわる
ファイバーポストコアシステム

i-TEC LUMINOUS ミナスシリーズ

「製品について詳しく知りたい！」
「製品を触ってみたい！」 etc...



『無料出張説明会』が解決します！



説明会
おすすめ
Point

実際の製品を使って
実習付でご案内！

スタディーグループ、歯科医師会、
勉強会などにぜひ！！

- 所要時間：40分～50分
※ご希望に合わせて説明時間は調整致します。
- 費用：無料！
- 会場：会場のご用意お願い致します。

実習用のキットをご準備し、
石膏模型上で実習を行います。
※光照射器のみご準備ください。



i-TFCルミナス ファイバーコア&ボンドセット

i-TFC
ルミナスの
特長①

光ファイバーが
**根管深部に
光を届ける！**



根管深部のレジン
確実に重合硬化できます。



i-TFCルミナスファイバー
光ファイバーポスト

i-TFC
ルミナスの
特長②

光重合タイプのレジンで
**操作を容易に！
操作にゆとりを！**



i-TFCルミナスコア
L0F0R

光重合タイプのレジンを用いることで、操作を簡単に、
ポストの位置決めを余裕をもって行うことができます。

お申込み方法はとっても簡単！フリーダイヤルまたは、ホームページから！

フリーダイヤル

0120-418-303 (FAX共通)
電話受付時間 月～金(祝日を除く) 午前9:00～午後5:30

Dr. DT 10名様以上で
お申し込み下さい。

ホームページ

出張製品説明会のお申し込みページ

サンメディカルホーム > 出張製品説明会 > 出張製品説明会のお申込み
<https://www.sunmedical.co.jp/seminar/inquiry/index.php>

スマートフォンから
もお申し込みいた
できます。



この物語はフィクションです。登場する人物・医療機関等は架空のものです。また、治療方針を推奨するものではありません。
材料の使用については、診断に基づいて適切にご使用ください。

光にこだわる ファイバーポストコアシステム

i-TFCルミナス 製品ラインナップ

< i-TFCルミナスのスターターセット >

ファイバーポスト、レジン、ボンディング材を組み合わせた直接法用スターターセットです。



歯科用直接法用ポスト成形品 i-TFCルミナスファイバー (管理医療機器) 医療機器認証番号 229AKBZX00057000
 歯科用支台築造材料 i-TFCルミナスコア (管理医療機器) 医療機器認証番号 229AFBZX00086000
 歯科用象牙質接着材 i-TFCルミナスボンド (管理医療機器) 医療機器認証番号 229AFBZX00078000

i-TFCルミナス ファイバーコア&ボンド セット 標準価格 ¥19,000

i-TFCルミナスファイバー 光ファイバーポスト (1.0mmφ×18mm) 5本
 i-TFCルミナスファイバー 光ファイバーポスト (1.2mmφ×18mm) 5本
 i-TFCルミナスファイバー 光ファイバーポスト (1.4mmφ×18mm) 5本
 i-TFCルミナスコア LCフロー 1本(2.5mL)
 19Gニードルロング 5本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)
 i-TFCルミナスボンド ボンド 1本(1mL)
 i-TFCルミナスボンド キャタブラシ 1ケース(30本入り)
 プラスチックダッペン 5枚

< i-TFCルミナスファイバー 単品 >



歯科用直接法用ポスト成形品

i-TFCルミナスファイバー 光ファイバーポスト

(1.0mmφ×18mm) 10本入り ¥7,900
 (1.2mmφ×18mm) 10本入り ¥7,900
 (1.4mmφ×18mm) 10本入り ¥7,900
 (1.6mmφ×18mm) 10本入り ¥7,900

< i-TFCルミナスコア 単品 >



歯科用支台築造材料
 i-TFCルミナスコア
 LCフロー
 2.5mL ¥4,300

< i-TFCルミナスボンド >



歯科用象牙質接着材
 i-TFCルミナスボンド
 セット
 ¥9,700
 ボンド 3mL
 キャタブラシ 100本

■ご使用に際しては、必ず製品添付の「添付文書」をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。
 ■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表示記載は2018年1月22日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

■資料請求・お問い合わせ先

サンメディカル株式会社

本社 / 〒524-0044 滋賀県守山市古高前 571-2 ☎ 077(582)9980

i-TFCルミナスに関する詳しい情報をご覧ください。

www.sunmedical.co.jp

サンメディカル

検索

スマートフォン
からのアクセス
はコチラ



フリーダイヤル 0120-418-303 (FAX共通) 電話受付時間 月～金(祝日を除く) 午前9:00～午後5:30