

3ページで分かる!!

知覚過敏抑制材

- MSコート Hys ブロックジェル -

原作: 大小 大人 漫画: いわや 晃
彩色/タイトルデザイン: 稜之 大介

毎度おなじみ
歯科医師の
盛山一則です

「探し物が
見つからない
盛山の妻
歯科医師の妻です

妻よ
隠しているようだが
君は知覚過敏を
発症しているんだろ?

う...


つまり探して
いるのはこの
知覚過敏抑制材料
だろ!






そう!
そのMSコートを探して...




あれ?
ちよつと違う!?

そう!
これはさらなる
進化を遂げた
『MSコート
Hysブロックジェル』だ!

MSコートの
新型ですって!?







MS Coat Hys Block Gel

Desensitizer for Hypersensitive Teeth



もっと使いやすく、もっと簡単に！
ジェルタイプの知覚過敏抑制材料

特長 1 ダイレクト塗布

シリンジからそのまま塗布可能

特長 2 こすり塗り不要

ジェルを歯面に静置するだけ

特長 3 歯面にとどまりやすい

ジェルタイプなので垂れずにとどまる

MSコート Hysブロックジェルなら
面倒な操作が不要!






MSコートシリーズの技術を継承

高い知覚過敏抑制効果

MSポリマー しゅう酸 カリウム塩 フッ化ナトリウム

MSコート HysブロックジェルはMSコートシリーズの高い知覚過敏抑制効果の継承に加え、カリウム塩を配合しました。ナノサイズのMSポリマーとしゅう酸が歯質のカルシウムと反応し、フッ化物とカリウム塩を含んだ保護被膜を形成します。さらに、ジェルタイプになったことで歯面にとどまりやすく、象牙細管を緊密に封鎖します。



包装・価格



歯科用知覚過敏抑制材料

MSコート Hysブロックジェル (管理医療機器)

医療機器認証番号 227AFBZX00084000

標準価格 ¥7,600

MSコート Hysブロックジェル…………… 1本(3mL)

プラスチックニードル…………… 10本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)



プラスチックニードル

50本(ニードルキャップ(グレー)2個付き)

標準価格 ¥2,800

■ご使用に際しては、必ず製品添付の「添付文書」をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表示記載は2015年10月21日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

■資料請求・お問い合わせ先

サンメディカル株式会社

本 社 / 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 ☎077(582)9980

MSコート Hysブロックジェルの情報がご覧いただけます。

www.sunmedical.co.jp

サンメディカル

検索

スマートフォン
からのアクセス
はコチラ→



フリーダイヤル 0120-418-303 (FAX共通) 電話受付時間 月～金(祝日を除く) 午前9:00～午後5:30