

「メタシール®Soft ペースト」の充填に便利な移送器具 エンドノズル™#30(オレンジ)

練和した「メタシールSoft ペースト」を根管に充填するための移送器具です。
C-R®シリンジに取り付けて使用します。

Point 1

ノズル先端径がφ0.3mm
なので細い根管にも対応
(03テーパー)

長さ 25mm

Point 2

フレキシブルなので
湾曲根管にも対応できる

Point 3

根尖からの溢出を防ぐ
ため先端が封鎖型で横穴
から吐出する設計

エンドノズル™
#30(オレンジ)



プラグ



ストッピング(青)



エンドノズル™#30(オレンジ)

標準価格 ¥7,700

エンドノズル#30(オレンジ)・
プラグ・ストッピング(青) 各50個入り

関連製品



歯科用根管充填シール
メタシール®Soft ペースト

標準価格 ¥10,300

ベースペースト 2.5mL

キャタペースト 2.5mL

「エンドノズル™#30(オレンジ)」に使用できるシリンジ



マーク I



マーク II

上記に示したCentrix社製のC-R®シリンジ(製造販売元:(株)モリタ)が使用可能です。

歯科用充填・修復材補助器具 エンドノズル#30(オレンジ) (一般医療機器) 医療機器届出番号 25B2X00005000007

歯科用根管充填シール メタシールSoft ペースト (管理医療機器) 医療機器認証番号 301AKBZX00045000 歯科用充填・修復材補助器具 C-Rシリンジ (一般医療機器) 医療機器届出番号 27B1X00109000173

■「メタシール」はサンメディカル株式会社の登録商標です。 ■「C-R」はCentrix, Inc.の登録商標です。 ■「エンドノズル」はサンメディカル株式会社の商標です。

■に使用の際は、必ず添付文書等をお読みの上、正しくお使いください。 ■製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。 ■掲載の色調は印刷のため実物とは異なります。 ■標準価格・表示記載は2025年2月21日現在のものです。価格に消費税は含まれておりません。

製造販売

サンメディカル株式会社

本社 / 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 ☎077(582)9980

サンメディカル製品の情報がご覧いただけます。

www.sunmedical.co.jp

サンメディカル

検索

スマートフォン
からのアクセス
はコチラ →



発売

株式会社モリタ

大阪本社 / 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 ☎06-6380-2525
お客様相談センター フリーコール 0800-222-8020 (医療従事者様専用)

東京本社 / 〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 ☎03-3834-6161

E285-02