



「バルクベース® ハード」は、コンポジットレジン窩洞、インレー窩洞を問わず、積層なしに深さ4mmまで一括充填可能な低重合収縮レジン系裏層材です。

従来の裏層材では難しかった「厚み」を確保し、さらに接着性に優れたライナー材「バルクベースライナー®」との組み合わせでしっかりと歯質に接着し、辺縁漏洩を防ぎます。また、2種類の流動性と新たな色調の追加で、裏層材としてだけでなく、最表層まで一括充填できます。

臨床例


ローフロー(A2)で裏層



ミディアムフロー(A3)で裏層から最表層まで一括充填



ミディアムフロー(ブルー)で裏層



包装・価格



歯科裏層用高分子系材料  
**バルクベース® ハード ミディアムフローセット**  
標準価格 ¥13,800  
バルクベース ハード ミディアムフロー(ユニバーサル) 1本(2.5mL/4.8g)  
バルクベース ハード ミディアムフロー(A2) 1本(2.5mL/4.8g)  
バルクベースライナー リキッド 1本(3mL)  
バルクベースライナー ライナー スポンジ 1箱(100粒)  
19Gニードル 10本(ニードルキャップ(グレー)2個付き)  
プラスチックタッペン 5枚

【単品】  
バルクベース ハード ミディアムフロー 2.5mL(4.8g) 各¥4,200  
色調:5色(ユニバーサル, A1, A2, A3, ブルー)  
19Gニードル 20本(ニードルキャップ(グレー)1個付き) ¥800



歯科裏層用高分子系材料  
**バルクベース® ハード ローフローセット**  
標準価格 ¥13,800  
バルクベース ハード ローフロー(ユニバーサル) 1本(2.5mL/4.8g)  
バルクベース ハード ローフロー(A2) 1本(2.5mL/4.8g)  
バルクベースライナー リキッド 1本(3mL)  
バルクベースライナー ライナー スポンジ 1箱(100粒)  
18Gニードル 10本(ニードルキャップ(グレー)2個付き)  
プラスチックタッペン 5枚

【単品】  
バルクベース ハード ローフロー 2.5mL(4.8g) 各¥4,200  
色調:4色(ユニバーサル, A1, A2, A3)  
18Gニードル 20本(ニードルキャップ(グレー)1個付き) ¥800

バルクベース ハイフロー 2.5mL(4.8g) ¥4,200

歯科用象牙質接着材  
**バルクベースライナー®**  
バルクベースライナー セット 標準価格 ¥8,200  
バルクベースライナー リキッド 1本(3mL)  
バルクベースライナー ライナー スポンジ 1箱(100粒)  
プラスチックタッペン 5枚  
【単品】  
バルクベースライナー リキッド 3mL ¥6,800  
バルクベースライナー ライナー スポンジ 100粒 ¥1,700

歯科の未来を創造するサニメディカルのテクノロジー

「LPS monomer」は、低重合収縮モノマーです。レジンの収縮応力を軽減し、良好な辺縁封鎖性が期待されます。

「Amino-acid catalyst」は、親水性アミノ酸系重合開始剤です。湿潤した歯質界面から優れた重合開始能を示す当社独自の技術です。

「4-META monomer」は、良質な樹脂含浸層を形成する接着促進モノマーです。スーパーボンド®をはじめ多くの製品に採用しています。

歯科用接着剤分子系材料「バルクベース ハード」(特許出願中) 医療機器製造番号 225AFBZX00106000 歯科用象牙質接着剤分子系材料「バルクベースライナー」(特許出願中) 医療機器製造番号 225AFBZX00082000 歯科用象牙質接着剤分子系材料「バルクベースハイフロー」(特許出願中) 医療機器製造番号 225AFBZX00082000 歯科用象牙質接着剤分子系材料「バルクベースライナー」(特許出願中) 医療機器製造番号 225AFBZX00082000 歯科用象牙質接着剤分子系材料「バルクベースライナー」(特許出願中) 医療機器製造番号 225AFBZX00082000 歯科用象牙質接着剤分子系材料「バルクベースライナー」(特許出願中) 医療機器製造番号 225AFBZX00082000 標準価格 ¥1,800

製造販売 **サンメディカル株式会社** 本社 / 〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 ☎077(582)9980  
www.sunmedical.co.jp サニメディカル 検索  
フリーダイヤル 0120-418-303 (FAX共通) 電話受付時間 月~金(祝日を除く) 午前9:00~午後5:30  
発売 **株式会社モリタ** 大阪本社 / 〒564-8650 大阪府吹田市東水町3-33-18 ☎06-6380-2525  
東京本社 / 〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 ☎03-3834-6161  
お客様相談センター ☎フリーコール 0800-222-8020 (医療従事者専用)

歯科裏層用高分子系材料  
バルクベース® ハード



BULK BASE HARD

バルクベース® ハードに流動性と色調を追加

裏層から最表層まで  
充填可能で適用範囲が広がる

