


# 「バルクベース® ハード」「バルクベース®」単品ラインナップ

バルクベース ハードにミディアムフローと新たな色調が追加されました!!

**バルクベース ハード ユニバーサル (ローフロー)** M:204610537



稠度※  色調  ユニバーサル

製造終了  
・ラベルデザイン変更

2.5mL (4.8g) ¥4,200

**バルクベース ハード ローフロー (ユニバーサル)** M:204610519

ラベルデザイン変更



稠度※  色調  ユニバーサル

バルクベース ハード ローフローは、従来のバルクベース ハードと同じ流動性です

ローフローはグリーンリングが付いた18Gニードルを使用

2.5mL (4.8g) ¥4,200

**バルクベース ハード デンチン (ローフロー)** M:204610538



稠度※  色調  デンチン


製造終了  
・色調 3色に変更 (デンチン→代替A2)

2.5mL (4.8g) ¥4,200

**バルクベース ハード ローフロー (各色)** M:204610519

色調 3色に変更



稠度※  色調  A1 A2 A3

バルクベース ハード ローフローは、従来のバルクベース ハードと同じ流動性です

ローフローはグリーンリングが付いた18Gニードルを使用

2.5mL (4.8g) 各 ¥4,200

**バルクベース ミディアムフロー** M:204610526



稠度※  色調  乳白色


製造終了  
・ハードタイプに変更  
・色調 5色に変更 (乳白色→代替ユニバーサル)  
・光照射 10秒に変更

2.5mL (4.8g) ¥4,200

**バルクベース ハード ミディアムフロー 各色** M:204610518

ハードタイプの色調 5色に変更



稠度※  色調  ユニバーサル A1 A2 A3 ブルー

バルクベース ハード ミディアムフローは、従来のバルクベース ミディアムフローと同じ流動性で、裏層から最表層まで使用できるようになりました

ミディアムフローはピンクリングが付いた19Gニードルを使用

2.5mL (4.8g) 各 ¥4,200

**バルクベース ハイフロー** M:204610527



稠度※  色調  乳白色

・変更なし

2.5mL (4.8g) ¥4,200

**バルクベースライナー リキッド**



3mL ¥6,800  
M:204610531

・変更なし

**バルクベースライナー スポンジ**



100粒 ¥1,700  
M:204610532

・変更なし

※ペースト抽出後、垂直にたて60秒後に撮影

M:株式会社モリタの品目コードです。

# 「バルクベース® ハード」「バルクベース®」セットラインナップ

バルクベース ハードにミディアムフローと新たな色調が追加されました!!

**バルクベース ハード セット** M:204610536

**■製品構成**

バルクベース ハード ユニバーサル	1本 (2.5mL/4.8g)
バルクベース ハード デンチン	1本 (2.5mL/4.8g)
バルクベースライナー リキッド	1本 (3mL)
バルクベースライナー ライナー スポンジ	1箱 (100粒)
18Gニードル	10本 (ニードルキャップ(グレー)2個付き)
プラスチックダッペン	5枚

製造終了

- ・デザイン変更
- ・デンチン→A2

標準価格 ¥13,800

稠度※  色調 

**バルクベース ハード ローフローセット** M:204610516

**■製品構成**

バルクベース ハード ローフロー(ユニバーサル)	1本 (2.5mL/4.8g)
バルクベース ハード ローフロー(A2)	1本 (2.5mL/4.8g)
バルクベースライナー リキッド	1本 (3mL)
バルクベースライナー ライナー スポンジ	1箱 (100粒)
18Gニードル	10本 (ニードルキャップ(グレー)2個付き)
プラスチックダッペン	5枚

標準価格 ¥13,800

稠度※  色調 

**バルクベース セット** M:204610525

**■製品構成**

バルクベース ハイフロー	1本 (2.5mL/4.8g)
バルクベース ミディアムフロー	1本 (2.5mL/4.8g)
バルクベースライナー リキッド	1本 (3mL)
バルクベースライナー ライナー スポンジ	1箱 (100粒)
19Gニードル	10本 (ニードルキャップ(グレー)2個付き)
プラスチックダッペン	5枚

製造終了

- ・ハードタイプに変更
- ・色調追加
- ・光照射 10秒に変更

標準価格 ¥13,800


稠度※ 

**バルクベース ハード ミディアムフローセット** M:204610517

**■製品構成**

バルクベース ハード ミディアムフロー(ユニバーサル)	1本 (2.5mL/4.8g)
バルクベース ハード ミディアムフロー(A2)	1本 (2.5mL/4.8g)
バルクベースライナー リキッド	1本 (3mL)
バルクベースライナー ライナー スポンジ	1箱 (100粒)
19Gニードル	10本 (ニードルキャップ(グレー)2個付き)
プラスチックダッペン	5枚

標準価格 ¥13,800

稠度※  色調 

※ペースト抽出後、垂直にたて60秒後に撮影

**バルクベースライナー セット** M:204610530

**■製品構成**

バルクベースライナー リキッド	1本 (3mL)
バルクベースライナー ライナー スポンジ	1箱 (100粒)
プラスチックダッペン	5枚

標準価格 ¥8,200

・変更なし

歯科裏層用高分子系材料 バルクベースハード (管理医療機器) 医療機器認証番号 228AFBZX00106000 歯科裏層用高分子系材料 バルクベース (管理医療機器) 医療機器認証番号 225AFBZX00081000  
 歯科用象牙質接着材 バルクベースライナー (管理医療機器) 医療機器認証番号 225AFBZX00082000

■製造販売

**サンメディカル株式会社** 本社/〒524-0044 滋賀県守山市古高町571-2 ☎077(582)9980

バルクベース ハード の情報がご覧いただけます。

[www.sunmedical.co.jp](http://www.sunmedical.co.jp)

スマートフォンからのアクセスはコチラ→ 

フリーダイヤル 0120-418-303 (FAX共通) 電話受付時間 月～金(祝日を除く) 午前9:00～午後5:30